

電動系

ヨシダ

フィリップス ダイヤモンドクリーン

- ・徹底した歯垢除去効果。手磨きに比べて約4倍多くの歯垢を除去します。
- ・歯茎の健康維持をサポートします。
- ・ホワイトニング効果によりステインを落とし白い歯へ。
- ・角度がついたひし形の毛先と、ユニークなデザインの毛先面が、歯垢とステインを除去します。

★5種類のブラッシングモード★

〔Clean〕通常の歯磨き。

〔Sensitive〕敏感な歯と歯ぐきをやさしく磨けます。

〔White〕ダイヤモンドクリーンブラシヘッドとの組み合わせにより、
歯の表面に付着したステイン（着色汚れ）を効果的に除去。
約1週間で歯本来の自然な白さに近づけます。

〔Polish〕歯を輝かせ、ツヤを出します。

〔GumCare〕歯ぐきの健康を推進します。

・カドペーサー

磨き時間をタイマーでお知らせ。

口腔内の上下・表裏4つのセクションを均等にブラッシングできます。

・スマートタイマー

オートストップ機能で米国の歯科専門家が推進する、2分間のブラッシング時間をお知らせします。

・イルミネーションディスプレイ

使用時のみ表示が現れる、スッキリとしたディスプレイです。

・新しい「無接点充電」方式


充電器に本体が直接触れなくても充電できる、新しい「無接点方式」。

充電器台の上にプラスチックの充電スタンドをかぶせ、本体を置くことで充電できます。

〔交換時期お知らせ機能付〕

ブラシが消耗すると青色のブラシが白くなって交換時期をお知らせする機能

※ブラシの交換時期は約3ヶ月です



【電力】

リチウムイオンバッテリー

1度充電すると、最長3週間使用できます。充電残量はイルミネーション表示されます。

※グラスタイプの充電器ではなく、スタンドタイプになります。

【セット内容】

ハンドル1本、ブラシ（ミニ・スタンダード）各1本、携帯用ブラシヘッドキャップ2個、

充電器1台、保証書（2年間）

【仕様】

- ・質量（本体＋ブラシ）：135g
- ・本体サイズ：H256×W28×D31mm
- ・定格電圧：AC100-240V 50-60Hz
- ・消費電力：充電器 1.4～1.6W（充電時）
- ・ブラシ振動数：約31,000ストローク/分
- ・充電時間：約24時間（100%充電の場合）
- ・使用時間：満充電後通常使用（2分間のブラッシングを1日2回）で約3週間
- ・保証：2年

【生産国】充電器・ハンドル：中国、ブラシヘッド：ドイツ

【ブラシ規格】ミニ・スタンダード




スタンダード

ミニ

・センシティブ

ソニックケア史上、もっともやわらかい
替えブラシ。歯や歯ぐきに優しく、し
かも手磨きに比べ約54%多くの歯垢を
除去。刺激が少なく、敏感な方にも、
より安心してご使用いただけます。



B-2835	セット	¥	_____
替ブラシ	2本入	B-2836-S、B-2836-M	¥ _____
替ブラシ	4本入	B-2837-S、B-2837-M	¥ _____
B-2838	センシティブブラシ	2本入	¥ _____
B-2839	センシティブブラシ	4本入	¥ _____


ブラシヘッドの毎分約 13,000 回の超高速振動と、幅広い組み合わせにより、「ダイナミック クリーン アクション（液体流動による洗浄力）」を強力に発生。毛先の届きにくい歯間部や臼歯部などのプラークを効果的に除去します。

【付加機能】

- ・5つのモード（クリーンモード・ガムケアモード・リフレッシュモード・センシティブモード・マッサージモード）
- ・イルミネーション表示
- ・イージースタート
- ・スマートタイマー
- ・カドペーサー（みがき時間をタイマーでお知らせ）
- ・充電インジケータ（3段階表示）
- ・電圧（100-240V）

【仕様】

- ・質量（本体＋ブラシ）：135g
- ・寸法：高さ 252mm× 直径 31.8mm
- ・定格電圧：AC100-240V 50-60Hz
- ・消費電力：充電器 0.4-1.4W（充電時）
- ・ブラシ振動数：約 31,000 ストローク / 分
- ・充電時間：約 24 時間（100%充電の場合）



【交換時期お知らせ機能付】

ブラシが消耗すると青色のブラシが白くなって交換時期をお知らせする機能
※ブラシの交換時期は約 3 ヶ月です

【セット内容】

- ・海外でも使える充電器
- ・デラックスカバー（コード巻取式ブラシヘッドホルダー付充電器カバー）
- ・ハードトラベルケース
- ・プロリザルツ スタンダード替えブラシ 1 本
- ・プロリザルツ ミニ替えブラシ 2 本
- ※メーカー保証 2 年間



J-201	セット	¥	_____
H-627	ミニ 2本入	¥	_____
H-628	ミニ 4本入	¥	_____
H-629	スタンダード 2本入	¥	_____
H-630	スタンダード 4本入	¥	_____

- ・特別に設計されたフィリップスの紫外線テクノロジーが、ブラシヘッドの細菌を除去するのに役立ちます。
- ・反射鏡が紫外線をブラシヘッド表面のすべてに当てることで、最適な除菌効果をもたらします。
- ・10 分間の紫外線除菌サイクルが終了すると、自動的に電源がオフになります。
- ・ブラシヘッドを衛生的に保管することが可能です。

【セット内容】

- ソニックアー紫外線除菌器 1 台
- ソニックアーブラシヘッド用のドリフトレイ 1 セット
- National Doltz ブラシヘッド用のドリフトレイ 2 セット
- Oral-B ブラシヘッド用のドリフトレイ 1 セット
- ※ブラシヘッドは含まれておりません。

主な充電式電動歯ブラシブランドのブラシヘッドに使えます。

- ・ソニックアーエリートシリーズ
- ・ソニックアーフレックスケア
- ・ナショナル ドルツ
- ・GC ブリニアスリム
- ・オーラル B フレキシソフト
- ・オーラル B フロスアクション



衛生的

紫外線除菌器の中にブラシヘッドを固定して下さい。



シンプル

電源スイッチを押して下さい。10分間の紫外線除菌サイクル終了後、ブラシヘッドの表面だけでなく、毛先全体が除菌されます。



すばらしい結果

紫外線で除菌された清潔なブラシヘッドを毎日ご体験下さい。

B-2428	1 セット	¥	_____
--------	-------	---	-------

フィリップス ソニックアーキッズ

ブラシヘッドの毎分約 31,000 回の超高速振動と、幅広い振幅の組み合わせにより「ダイナミッククリーニングアクション（液体流動による洗浄力）」を強力に発生。毛先の届きにくい歯間部や奥歯などのプラークを効果的に除去します。

【付加機能】

- ・2つのモード（ハイモード・ローモード）
- ・キッズタイマー（ブラッシング時間を少しづつ延ばします）
- ・キッズペーサー（みがき時間をメロディでお知らせ）
- ・イージースタート
- ・アンチローリング（転がり防止）デザイン
- ・充電インジケータ
- ・マルチ電圧（100-240V）

【付属品】

- ・海外でも使える充電器
- ・デラックスカバー（コード巻取式ブラシヘッドホルダー付充電器カバー）
- ・キッズブラシヘッド 4+（4歳以上対象用）
- ・キッズブラシヘッド 7+（7歳以上対象用）
- ・交換式フロントパネル 3枚
- ・保証書

【仕様】

- ・質量（本体＋ブラシ）：140g
- ・寸法：高さ 233mm×直径 35mm
- ・定格電圧：AC100-240V 50-60Hz
- ・消費電力：充電器 0.4-1.4W（充電時）
- ・ブラシ振動数：約 31,000 ストローク / 分
- ・充電時間：約 24 時間（100%充電の場合）




4+

7+



パネル部





B-2691 本体セット ￥_____

替ブラシ 1本入 B-2692-4、B-2692-7 ￥_____

ソニックアーエリート (eシリーズ) 替ブラシ

交換時期が一目瞭然！その名もカラーシグナルブラシ！！

従来品では分かりにくかった交換時期が目に見えるようになりました。



ミニブラシ 1本入 #ピンク・グリーン G-712-P、G-712-G ￥_____

ミニブラシ 2本入（ピンク・グリーン） G-713 ￥_____

スタンダードブラシ 1本入 #ブルー・グレー G-714-B、G-714-G ￥_____

スタンダードブラシ 2本入（ブルー・グレー） G-715 ￥_____

フィリップス ソニックアー エアフロス

「Microburst（マイクロバースト）」技術により、加圧空気とミクロの水滴を噴射して歯ブラシの届かない歯と歯のすき間を洗浄できます。

- ・歯間部に当ててボタンを押すだけ
- ・僅か 60 秒で全歯間部を洗浄
- ・手用歯ブラシに比べて 99%多くのプラークを除去

【特長】

歯ブラシを使っていて歯ぐき（歯肉）から出血した経験がある方でもエアフロスは水と空気しか使わないので、お口に優しい歯磨きができます。タンクへの給水は少量の水を入れるだけ。

水の代わりにマウスウォッシュを入れることもできます。

ハンドル上部のボタンを 1 回押すと 60 秒間動作します。

ガイドスチップという出っ張り部分を歯と歯の間に押し当てます。

あとは、歯肉に沿って滑らせるだけで素早く歯を磨くことができます。

専用充電器付きで、1 回の充電で約 2 週間使用することができます。

付属の充電器では、他のソニックアー製品も充電できます。

細いノズルは角度もついているので、隅々までキレイに洗浄できます。

太めになりがちなハンドルも使いやすさを追求したスリムなデザインで持ちやすくなっています。

【電源ボタン】4 分間使用しないと自動で電源が切れます。

【セット内容】ハンドル 1 本、ノズル 1 本、充電器、取扱説明書

【メーカー保証】2 年間



B-2844 本体セット ￥_____

B-2845 ノズル 2 本入 ￥_____

ウォーターピック

●ウォーターピックウルトラ ウォータージェット WP-100J

- ・10 段階の水圧コントロールが行えます。
使用する目的に併せた水圧調節を行います。
- ・使いやすいチップ収納部。水タンク上部に各チップを収納できるようになっています。
- ・コンパクト設計ですので洗面所など限られたスペースで使用できます。



【セット内容】本体、水タンク、ハンドル、ジェットチップ 2 本、ピックポケットチップ 1 本、列矯正用チップ 1 本、タングクリーナー 1 本、プラークシーカーチップ、1 本

【仕様】

電源：100V 50Hz/60Hz

消費電力：38W

水圧：1.4kgf/cm² ～ 6.3kgf/cm²

パルス：約 1200 回 / 分

連続使用時間：約 5 分

タンクの容量：600ml

サイズ：長さ 14cm × 奥行 13cm × 高さ 20cm

質量：1.1kg

電源コード長さ：150cm

【メーカー保証】2 年間保証付き

セット #50hz/60hz

A-1493-50、A-1493-60 ￥_____

●ウォーターピック ウルトラコードレス WP-450J

コードレス&ハンディタイプで設置

場所を選びません。

替えチップはウォーターピック ウルトラウォータージェットと共通です。

【セット内容】本体、充電器、ジェットチップ 1 本、プラークシーカーチップ 1 本、ピックポケットチップ 1 本、タングクリーナー 1 本

【仕様】

電源：100V 50Hz/60Hz

水圧：0.75 ～ 5.6kgf/cm²

パルス：約 1450 回

連続使用時間：約 5 分

タンクの容量：200ml


【メーカー保証】2 年間保証付き



セット コードレス H-614 ￥_____



〔ジェットチップ〕
歯肉溝・浅い歯周ポケット口腔内全体の洗浄に使用します



〔ピックポケットチップ〕
歯肉縁下洗浄用チップ。水圧調整ダイヤルは最小設定で使用します。



〔歯列矯正用チップ〕
矯正装置や歯ブラシ等の届きにくい部位のブラッシングおよび洗浄用。



〔タングクリーナー〕
水圧調整ダイヤルは最小設定で、徐々に水圧を上げ、奥から手前に向けて洗浄します。



〔プラークシーカー〕
ソフトな 3 束のブラシと水流で、クラウン・ブリッジ等修復物周りを洗浄します。



〔トゥースブラシチップ〕
歯みがき用のチップです。

D-742 ジェットチップ 2 本入 ￥_____, B-2351 ピックポケットチップ 2 本入 ￥_____

B-2358 歯列矯正用チップ 2 本入 ￥_____, B-2359 タングクリーナー 2 本入 ￥_____

B-2794 プラークシーカーチップ 2 本入 ￥_____, D-1023 トゥースブラシチップ 2 本入 ￥_____

■ ブラウン

🔌 オーラル B デンタプライド (D345555XM)

磨き方ができるナビ付きの電動歯ブラシ（回転式）です。

高速の回転と同時に上下振動する 3D 丸型回転、伸縮性に優れたソフトラバー製の歯間ワイパーと優れた歯垢除去技術を搭載しています。押し付け防止センサー、過圧ストッパーで歯や歯ぐきを痛めない設計です。

・トリプル圧力センサー搭載！！

歯にブラシを強く押し当てすぎた場合、光でお知らせします。動きも自動的にソフトモードに移行！よりやさしく磨けます。

・新設計ボディ！

LED ディスプレイで夜間も見やすくなり、従来品より 12g 軽量化。人間工学に基づいたデザインも進化してより持ちやすく。

・落とすにくい所の歯垢を、最大 99.7%※除去！

※落とすにくいところの値。デンタプライド しっかりクリーンモード使用時

【セット内容】

ハンドル 1 本、歯磨きナビ（スマートガイド）※乾電池 2 本セット済、ブラシ収納ホルダー、充電器 1 台、フロスアクション 1 本、ステインケア 1 本、歯間用ブラシ 1 本、トラベルケース、アルカリ単 3 乾電池 2 本、歯科専売品特典：パーフェクトクリーン 1 本、パーフェクトクリーンやわらかめ 1 本

【仕様】

・ブラシの動き：3D 丸型回転

・振動数：最高回転数 クリーン…約 8800 回 / 分、しっかりクリーン…約 8800 回 / 分、やわらかクリーン…約 6500 回 / 分、ホワイトニング…約 6100 ～ 8800 回 / 分
マッサージ…約 4500 回 / 分

最高上下振動数

クリーン…約 40000 回 / 分、しっかりクリーン…約 40000 回 / 分、やわらかクリーン…約 30000 回 / 分、ホワイトニング…約 28000 ～ 40000 回 / 分、
マッサージ…約 21000 回 / 分

・作動方法 / 電源：充電式 ・使用可能電圧：AC100V 50-60Hz 1.3W ・使用充電電池 / 乾電池：ニッケル水素電池 / アルカリ単 3 乾電池 2 本（液晶ナビ用）

・充電時間：約 24 時間 ・フル充電作動時間：約 40 分【約 10 日間（1 日 2 回、各 2 分間使用した場合）】 ・本体：直径 42× 高さ 240mm（161g）※ブラシ含む

・ブラシ収納ホルダー：幅 140× 奥行 90× 高さ 35mm※充電器含まず ・歯磨きナビ（スマートガイド）幅 110× 奥行 31× 高さ 61mm（146g / 電池含む） ・保証：1 年

J-894 セット ￥ _____



🔌 オーラル B 2000 プロフェッショナルケア 2 モード (D205142NM)

手磨きに比べて、約 2 倍の歯垢除去力。3D 丸型回転の電動歯ブラシ

ブラウン独自の 3D 丸型回転による高い歯垢除去力で、「早くてカンタン・キレイ」なブラッシングが可能

（最大振動数：上下振動：約 40,000 回 / 分、左右反転：約 8,800 回 / 分）

歯と歯ぐきに優しい押し付け防止センサー付き

握りやすいスリムな新グリップ形状

【仕様】

・本体：幅 27× 奥行 36× 高さ 235mm（131 g）※ブラシ含む

・ベースホルダー（ブラシ収納ケース含む）：幅 86× 奥行 74× 高さ 25mm※充電器含まず

・定格：AC100V / 50-60Hz / 1.3W

・フル充電時の作動時間：約 7 日間（1 日 2 回、各 2 分間使用した場合）

【付属品】

・ベースホルダー・カラーリング・ベーシックブラシ ×1 本・歯間用ブラシ ×1 本・パーフェクトクリーンやわらかめ ×1 本

B-2695 セット ￥ _____



共通替ブラシ

●オーラル B 『ソニッククリーン 2 本入』(SR18-2-EL)

角度をつけたブラシの毛先が歯間の奥まで届いて、汚れを落とします。

ヘッド先端に長めの植毛を施し、毛が奥歯の奥まで届いてきれいに磨き上げます。

B-1322 2 本入 ￥ _____

●オーラル B 『フロスアクション 2 本入』(EB25-2-EL)

ブラシ部には、ソフトラバーのブラークワイパーを搭載。

ブラークワイパーが歯と歯の間に入り込み、こびりついた汚れや歯垢を拭き取ります。フロスを使ったような仕上がりに。ソフトラバーは、伸縮性に優れているので、歯と歯の奥までやさしく届きます。

zz.369 2 本入 ￥ _____

●オーラル B 『パーフェクトクリーン 2 本入』(EB20-2-EL)・ 『パーフェクトクリーン 4 本入』(EB20-4-EL)

歯や歯ぐきへの優しさやフィット感を向上した電動歯ブラシ用替ブラシです。

圧倒的な歯垢除去力に加えて、歯ぐきへの優しさが向上。

ブラシの毛先のカット形状を改良したことにより、歯と歯ぐきの境目によりフィットしやすくなりました。

B-2795 2 本入 ￥ _____

B-2801 4 本入 ￥ _____



●オーラル B 『ステインケア 2 本入』(EB18-2-EL)

黄色の美白ラバーカップが、あなたの気になるステインをしっかりと落として自然な白い歯に磨きあげる。通常の歯垢除去も可能ブラウンの回転式電動歯ブラシ全機種に装着可能

B-2014 2 本入 ￥ _____

●オーラル B 『パーフェクトクリーンやわらかめ 2 本入』(EB17-2ES-EL)

より柔らかい植毛で、歯と歯ぐきを傷つけずに、しっかりと歯垢を落とします。

zz.373 2 本入 ￥ _____

●オーラル B 『歯間用ブラシ』(IP17-1-EL)1 本入

ブラシが歯間や歯と歯茎の境目にしっかりと入り込み、汚れを落とします。

ブラッシング後の追加ケア以外に、ブリッジやクラウン、インプラントのお掃除にも最適です。

zz.374 1 本入 ￥ _____

●オーラル B 『口臭ケア用ブラシ（舌フレッシュナー）』(TF-1)

舌から発生する臭いの原因となるバクテリアを除去し、息をさわやかに。

毎日の歯磨きの後に、舌の上で前後に動かして使用します。

D-806 1 本入 ￥ _____



PRINIA スリム

・20% のパワーアップを図った先進のリニア音波振動

先進のリニアモーターにより、1 分間に 31,000 回ブラシストロークのリニア音波振動を実現。

さらに、モーターのパワーも従来製品に比べて約 20% パワーアップ。手用歯ブラシより短時間で効率的にプラークを除去し、歯の表面をツルツルに仕上げます。

・プロのブラッシングを再現した 1mm の往復運動

プラークの除去には小刻みな往復運動で歯ブラシを動かすことが大切。

理想的な 1mm の振幅 (往復) 運動。歯肉を傷つけることなく、効率的なプロのブラッシングが再現できます。

・選べる 3 つの振幅モード

・女性でも持ちやすいスリムボディ

・ブラシの振幅は理想的なブラッシングが行える「ノーマル (振幅 1mm)」。

さらに、初めて音波振動歯ブラシを使われる方や、歯肉に炎症のある方でも快適に使用できるよう「ソフト (振幅 0.7mm)」「スーパースoft (振幅 0.45mm)」もご用意しました。

【仕様】AC100-120V

本体 : 太さ φ25 × 長さ 165mm(125g)

充電器 : 高さ 45 × 幅 44 × 奥行 80mm(135g)

連続使用時間 (フル充電時) 約 60 分

【セット内容】プリニアスリム本体 1 台、充電器 (ブラシスタンド付) 1 個、
テーパーカーブフロートブラシ 1 本、ワンタフトブラシ 1 本、
音波 & 電動歯ブラシ用歯みがきペースト 1 本

【カラー】ブルー・ピンク



セット A-1203-B、A-1203-P ￥ _____

●カーブフロートブラシ

ヘッドの内部にバネがあり、歯の凹凸に合わせて毛束が上下する特殊なフロート構造を採用。先端密集毛とカーブネックにより、磨きにくい奥歯もブラシがラクに届きます。

【カラー】ブルー・ピンク



2 本入 P-415-B、P-415-P ￥ _____
10 本入 J-233-B、J-233-P ￥ _____

●テーパーカーブフロートブラシ

サイドの毛をテーパ状の極細毛にすることで歯周ポケットにより入り込みやすくなっています。

【カラー】ブルー・ピンク



2 本入 G-357-B、G-357-P ￥ _____
10 本入 J-234-B、J-234-P ￥ _____

●ワンタフトブラシ

特に磨きにくい部分を磨く為に作られた歯ブラシです。

【毛の硬さ】ふつう・ウルトラソフト



2 本入 K-57161-B、K-57161-P ￥ _____
10 本入 J-235-B、J-235-P ￥ _____

●プリニアスリム用トラベルケース

【カラー】ブルー・ピンク



1 個 A-1226-B、A-1226-P ￥ _____

リコー

デントレックス

・脈動ジェット水流（毎秒約30回で脈動する高圧水流）が、一般の歯ブラシでは毛先が届きにくいところまで入り込み、歯周病やむし歯などの歯科疾患の原因となる食片（食べカス）やプラークをしっかりと落とします。

・独自の「ブラシノズル」は、歯周ポケットや歯間部など歯ブラシが届きにくい小さなすきまの清掃に威力を発揮。毛先が微振動して歯磨きだけでは落としきれない汚れやプラークを落とし、ブラシ周りから出るやさしい水流できれいさっぱり洗い流します。


特に歯周ポケットをやさしく清掃したいときにお勧めします。

【本体仕様】

電源：AC100V 50/60Hz 消費電力：20W 洗浄水圧約：7kgf/cm² 洗浄パルス：約1800回/分
連続運転時間：7分 タンク容量：約850ml 電源コード長さ：1.5m コイルチューブ長さ：約80cm
外形寸法：190×80×217mm 質量：約1.4kg 付属品：ノズル2本、ブラシノズル1本

【保証期間】 お買い上げ日より1年間

セット P-878 本体 ￥_____



●ブラシノズル

2本入 P-879 ￥_____



●ハンドピース（コイルチューブ付）

1個入 TT-223 ￥_____



●替ノズルチップ

4本入 TT-225 ￥_____

ライオン

DENT.EX systema ビブラートケア

・脈動ジェット水流（毎秒約30回で脈動する高圧水流）が、一般の歯ブラシでは毛先が届きにくいところまで入り込み、歯周病やむし歯などの歯科疾患の原因となる食片（食べカス）やプラークをしっかりと落とします。

・独自の「ブラシノズル」は、歯周ポケットや歯間部など歯ブラシが届きにくい小さなすきまの清掃に威力を発揮。毛先が微振動して歯磨きだけでは落としきれない汚れやプラークを落とし、ブラシ周りから出るやさしい水流できれいさっぱり洗い流します。

特に歯周ポケットをやさしく清掃したいときにお勧めします。

【本体仕様】

電源：AC100V 50/60Hz 消費電力：20W 洗浄水圧約：7kgf/cm² 洗浄パルス：約1800回/分
連続運転時間：7分 タンク容量：約850ml 電源コード長さ：1.5m コイルチューブ長さ：約80cm
外形寸法：190×80×217mm 質量：約1.4kg 付属品：ノズル2本、ブラシノズル1本

【保証期間】 お買い上げ日より1年間



コンパクトMブラシ

細くしなやかなスーパー
テーパー毛が歯間部や
歯周ポケットに届き、効果
的にプラークを除去します。



コンパクトSブラシ

よりソフトなスーパー
テーパー毛が歯肉にや
さしくプラークもしっかり
除去します。



ワンタフトブラシ

みがき残しがちな部位を
1ヵ所ずつ丁寧に磨けます。



A-1854 セット ￥_____

替ブラシ 2本入 A-1855-M、A-1855-S、A-1855-OT ￥_____

ウエルテック

■ ハイドロフロス N

電子的にプラークの原因を除去しより穏やかな水圧とパルスを用いた新しいコンセプトの口腔洗浄器です。

磁気活性水（イオン水）と断続ジェット水流により、プラークの結合力を弱め同時に隅々の洗浄と歯肉マッサージを行います。

【仕様】

電源：100V 50/60Hz 消費電力：40W/h サイズ：横 21× 奥行 10× 高さ 13（ジェットチップ装着時 25cm）

本体重量：1.2kg タンク容量：800ml 磁束密度：2,000 ガウス

※ハイドロフロスは、ハンドル部分に 2000 ガウスの磁場が発生します。

非常に微弱な磁気ですので、影響はありません。

ベースメーカー装着の方は念のため、ご担当の医師にご相談ください。

吐水量：最大 460ml ～ 440ml/ 分、最小 80ml ～ 70ml/ 分 ジェット水流/パルス（脈動回数）：1100 ～ 1200 回 / 分

連続使用時間：10 分 付属品：ジェットチップ 4 本、ジェットチップホルダー、両面テープ

保証期間：1 年間



セット	A-786	本体	¥	_____
ジェットチップ	4 本入	A-1048	¥	_____
ポケットチップ	2 本入	TT-32	¥	_____

バトラー

■ ミロライト 音波振動ハブラシ LV-01 PRO

- ・約 9,000 回 / 分の音波振動でブラッシング
1 時間に約 9,000 回の音波振動でしっかりブラッシングしながら、歯ぐきに優しい。
- ・LED ライトだからお口の中全体が明るく、奥まで見える
暗くて見えにくいお口の奥も、LED ライトがついているからすみずみまでよく見えます。
また汚れはライトで照らす事で黒く残り、磨き残しを目視でチェックすることが可能です。
- ・隠れゾーンをしっかり見せるミラー
隠れゾーンがいっぱいのお口の中も、ミラーがあれば磨き残しをすみずみまでチェック。

【セット内容】本体、ハブラシ（ふつう）、シングルタフト、デンタルミラー、単 4 アルカリ乾電池 1 本

●ハブラシ（毛の硬さ／ふつう）

- ・歯科医がすすめる基本設計
- ・細くても清掃性 / 耐久性に優れたサンスター独自開発フィラメント
- ・替えブラシはお口の状態に合わせたタイプ

●シングルタフト（毛の硬さ／やわらかめ）

- ・磨きにくい場所に集中ポイントケア
- ・奥歯の隙間にもとどきやすい角度設計 (130 度)
- ・やわらかさと弾力性に優れたフィラメント採用

●デンタルミラー

- ・歯の裏側まで見やすい角度設計
- ・お口の中がしっかり見えるくもり止め加工

【機能】 使用電源：DC1.5V：単 4 形アルカリ乾電池 1 本使用（付属）

【サイズ】 158.5×19.0×21.5（mm）

【外形寸法】

本体（ブラシ装着時）太さ 18 ～ 21mm× 高さ 170mm

本体（キャップ装着時）太さ 22 ～ 25mm× 高さ 172mm

本体（デンタルミラー装着時）太さ 18 ～ 23mm× 高さ 177mm



H-873	本体	セット	¥	_____	
替ブラシ	1 本入	B-2849-M、B-2849-S	¥	_____	
シングルタフト	替ブラシ	1 本入	B-2850	¥	_____

オーラルケア

ソフニック

音波振動でプラークを破壊し、毛先を動かすことにより簡単にプラークを落とすことができます。
毛先は業界初の特許先細毛 “パワーテーパード 20” を採用。歯肉にやさしいのに弾力とコシがあり、音波振動が効率よく作用します。セルフケアによる予防とメンテナンスを確立させるため、リスク部位を中心にお使いください。

矯正装置周辺・インプラント・ペリオに。



Y-853	本体	¥	_____
Y-854	替ブラシ 3本入	¥	_____